## Development of iPS Cell Automated Mass-Culture Machine for Regenerative Medicine

坂	井	慎	<u> </u>	技術開発本部総合開発センター化学システム開発部 博士(工学)
石	井	浩	介	技術開発本部総合開発センター化学システム開発部 主査 博士(理学)
福	地	泰	彦	IHI ASIA PACIFIC PTE. LTD. Research & Development Centre, General Manager
藤	$\boxplus$		穣	新潟トランシス株式会社 技術・開発室交通技術部 マネージャー
谷	$\square$	英	樹	横浜市立大学 大学院医学研究科 臓器再生医学 教授 医学博士

iPS 細胞の出現に伴い,再生医療の実現が期待されている.iPS 細胞は手作業で培養させているため、ミスやコン タミネーションが起こりやすいという問題がある.また,作業が煩雑なために大量に培養できない.当社では大量 培養技術と自動化技術を用いてヒト iPS 細胞の自動培養装置の開発を行い,この課題に取り組んでいる.大量培養 に適した培養方式である浮遊培養を基軸に技術開発を行い,新規浮遊培養用リアクタとそれを用いた自動培養試験 機の作製を行った.本稿ではこれらの取組みについて紹介する.

It is expected that the invention of iPS cells will lead to the realization of regenerative medicine. Because iPS cells are cultivated by hand, there are problems involving mistakes, contamination and the inability to culture the cells on a large scale. IHI is developing an iPS cell automated mass-culture machine to solve this problem by applying large-scale culture and automation technologies. We have developed a novel bioreactor for large-scale suspension culture and a test machine including the bioreactor. In this paper, we introduce these efforts.

#### 1. 緒 言

当社は、グループ会社である株式会社 UNIGEN で動物 細胞によるワクチン原薬製造事業、株式会社 IHI プラン トエンジニアリングによる医薬品製造プラント事業を行う など、医薬分野へ進出をしている。

今後,高齢化社会へ向かうなかで,大きな期待がもたれ ている再生医療分野に対して,産業機械などで培われた自 動化技術やバイオ医薬生産のための培養技術などを用いて 自動培養装置の開発を行っている.再生医療の普及に貢献 するため,現在人の手で行っている培養操作の時間を低減 させ,効率良く品質の良い細胞を大量培養できる技術を目 指している.本稿では開発中の自動培養装置の要素技術に ついて述べる.

#### 2. 大量培養・自動培養の必要性

再生医療の工程は iPS 細胞や ES 細胞を培養し,分化 させて,組織化し,機能不全な体の一部に再生させる. 第 1 図に再生医療の基本的工程を示す.大型の臓器を作製す るためにはそれらのソースとなる大量の細胞が必要にな る.たとえば,肝臓は 2.50×10<sup>11</sup> 個,心臓は 7.00× 10<sup>10</sup> 個, 腎臓は 2.60 × 10<sup>10</sup> 個の細胞から成り立ってお り<sup>(1)</sup>, これらの臓器や細胞を作り出すためには, 同程度 の細胞数が必要になる. **第1表**に臓器を構成する細胞数 を示す.

現在,細胞の培養はシャーレを用いて手作業で行われて いるが,前記の細胞数をシャーレで培養すると数千枚~ 数万枚以上が必要になる(第1表参照).オペレータ 一人が1日に操作できるシャーレが100枚程度であるこ とを考慮すると,これだけの枚数のシャーレの維持培養は 人の手では不可能である.また,人の手による培養は個人 差や技量の差から細胞の品質に差異がでるおそれがある. 再生医療の実現化には,大量かつ自動的に培養を行う装置 が切望されていた.

#### 3. 現在の培養方法

再生医療のソースとなる iPS 細胞や ES 細胞は付着性 のある細胞であり、足場(コラーゲンなどのタンパク質) やほかの細胞に接着しないと生存・増殖できない.現在、 再生医療研究の現場ではシャーレの底面を細胞接着マト リックスでコートし、その上で細胞を培養する方法<sup>(2),(3)</sup> (平面培養)が主な培養方法として行われている.それに



第1図 再生医療の基本的工程 Fig. 1 Basic process of regenerative medicine

Table 1      Number of cells in body organs									
臓	器	重 量 (g)	細 胞 数 (セル)	シャーレ換算 *1 (枚)					
ш	液	$5\ 000 \sim 6\ 000\ ml$	$2.50  imes 10^{13}$	2 500 000					
肝	臓	$1\ 200 \sim 1\ 400$	$2.50\times10^{11}$	25 000					
心	臓	$300 \sim 400$	$7.00  imes 10^{10}$	7 000					
腎	臓	150	$2.60\times10^{10}$	2 600					

第1表 臓器を構成する細胞数 Table 1 Number of cells in body organs

(注) \*1: Ø10 cm シャーレで 1×10<sup>7</sup> セル培養と仮定した値

対して、細胞を塊の状態で培地中に浮遊させて培養する方 式(浮遊培養)も存在する.すでにスピナーフラスコを 用いて iPS 細胞を細胞塊のまま攪拌培養した報告があ る<sup>(4).(5)</sup>.

大量培養に適した培養方式を増殖速度・未分化率・大量 培養・技術的難易度の観点から比較した.

増殖速度について考えてみると,平面培養では培地中の 栄養成分は拡散によって供給されるが,浮遊培養では対流 によって栄養成分が供給されるため,増殖速度は浮遊培養 の方が良くなると考えられる.

未分化率に関しては、細胞塊の状態で浮遊培養する場合 には、細胞塊が大きくなるにつれて細胞内部への未分化維 持成分や栄養成分が届きにくくなり、細胞塊内部の細胞が 分化または死滅してしまう可能性がある.浮遊培養では安 定して培養できる細胞塊の径の制限があることが予想さ れ、細胞塊が大きくなり過ぎないようにする技術が必要に なる. 大量培養においては、平面培養はより多くの面積が必要 になり、直径が大きなシャーレを使用するか枚数を多くす るかの方法しかなく、大量培養への適性は低い、一方、浮 遊培養は細胞の懸濁液として培養を行うため、培養容器を 大きくすることで大量培養への適応が可能と考える、通常 の攪拌培養では1~2×10<sup>6</sup> セル/ml ほどの細胞が培養 できる<sup>(4),(6)</sup>.

浮遊培養は細胞密度の調整や培養する細胞塊径のコント ロールなどが必要であることが予想されること, 攪拌に よって与えられるせん断応力が細胞にダメージを与える場 合があるため, 詳細な制御を行う必要があり, 静置培養よ りは技術的難易度が高い.

そのほか,細胞塊の浮遊培養とは別に担体表面に細胞を 付着させて浮遊させる培養方法<sup>(7)</sup>(担体浮遊培養)があ る.静置培養の利点と浮遊培養の利点を合わせた培養方式 であるが,細胞を担体に安定的に付着させる技術は確立さ れていない.また,細胞を付着させる担体の径は 200 μm ほどであり,せん断応力の影響を受けやすいため,技術的 難易度は高い.

以上の各培養方式の特長を第2表に示す.第2表から 担体浮遊培養は最も良好な培養が行える可能性が高いが, 技術的難易度も同時に高くなっていることが分かる.筆者 らは,自動かつ大量に培養できる培養方式として浮遊培養 を最初のターゲットとして技術開発を進めることにした.

培養方式	增殖速度	未分化率	大量培養	技術的難易度
平面培養		0	$\bigtriangleup$	低
浮 遊 培 養 (細 胞 塊)	0		O	中
浮 遊 培 養 (担体付着)	0	0	O	高

第2表 各培養方式の特長 Table 2 Characteristics of incubation methods

(注) ◎, ○, △:適正度の評価

## 4. 浮遊培養のための新規リアクタ

浮遊培養では細胞へのせん断応力を抑えた培養を行うこ とが重要である.そこで今までに例のない新規培養リアク タを開発している.**第2図**に新規リアクタの概念図を示 す.このリアクタは下方から上方へ培地を流し,その上昇 流の中で細胞を培養する.リアクタ形状は上に行くほど径 が大きくなっているため,上昇流は下部ほど速く,上部ほ ど遅い.管内を流れる流体は摩擦によって中心部の流速が 速く管壁に向かうほど流速は遅くなるが,このリアクタに はそのような管内の流速勾配を緩和した均一な押し出し流 れ(プラグフロー)を形成する工夫がされている.**第3** 



第2図 新規リアクタの概念図 Fig.2 Conceptual diagram of new reactor



Fig. 3 Plug flow formed in new reactor

図に新規リアクタ内に形成されるプラグフローを示す. そのためこの流れの中では,細胞塊はその沈降速度が上昇流 とつりあった位置に保持され,大きな細胞塊ほど下に小さな細胞塊ほど上に存在することになる. 均一なプラグフローを作ることによって,リアクタ内の古い培地と下部から流入する新しい培地は混ざることがなく,培地交換がスムーズにできる.

このようにして細胞を培養すれば細胞にかかる力は軽減 され、細胞にダメージを与えずに培養することができると 考える.そのほかに、細胞がリアクタ内に保持されるた め、培養を行う際に分離機構が必要なく、遠心分離や分離 膜などの分離装置がいらないシンプルな培養系が可能にな る.

### 5. 要素試験機の開発

前記で述べたリアクタを内部に設置した自動培養装置の 要素試作機を作製した. 第4図に自動培養要素試験機を 示す.この試作機は、①培養リアクタを内蔵する CO<sub>2</sub> イ ンキュベータ ②培地などの保存のための冷蔵庫 ③制御 部④操作用のタッチパネル⑤培地や薬液を送液する多 数のチューブポンプ、から構成され、これらをコントロー ルすることでさまざまな培養プロセスに対応できるように 設計されている.ここで用いる培養槽や配管類は滅菌済み の密閉系を想定しており、滅菌殺菌機能を設けなくても微 生物による汚染(コンタミネーション)の可能性を低減 できる.最終的には自動で継代培養を行うことを目標とし ている.この要素試験機の設置面積はたたみ1畳ほどあ り、現在は小型化を進めている.

## 6. マウス ES 細胞の培養試験

ヒト iPS 細胞を用いて培養試験を行う前にマウス ES 細胞で試験した. ヒト iPS 細胞は倫理委員会の設置が必要になるなど, 簡単に使用できないためである. 加えて, マウス ES 細胞で得られた知見をヒト iPS 細胞での培養 試験に活かすためである.

新規リアクタで培養すると1日後には細胞塊が形成さ れた.そのまま培養を継続すると,マウス ES 細胞の細 胞塊培養で1×10<sup>4</sup> セル/ml から1×10<sup>6</sup> セル/ml まで 約 100 倍の増殖培養が可能であることが分かった<sup>(8)</sup>. **第** 5 図にマウス ES 細胞の培養試験を示す.培養したマウス ES 細胞の未分化性を免疫染色法で調べた結果,未分化性 を示すマーカである Nanog, Oct4, Sox2 が確認でき



第4図 自動培養要素試験機 Fig. 4 Test model of automated cell culture machine



第5図 マウス ES 細胞の培養試験 Fig. 5 Mouse ES cell culture test

た<sup>(8)</sup>. 生物における試験はばらつきが多いので,今後は 再現性やほかの手法による未分化性の確認を計画してい る. また,マウス ES 細胞を用いた浮遊培養は現在も開 発中であり,さらに改善をする予定である.

## 7. ヒト iPS 細胞での培養試験

新規リアクタでマウス ES 細胞の培養が可能であるこ とを確認した後、ヒト iPS 細胞の培養試験に取り組んだ. 現在、横浜市立大学谷口英樹教授の指導のもと、ヒト iPS 細胞の培養試験を行っている.

実施に当たり, ヒト iPS 細胞の平面培養での培養手順 を参考に培養プログラムを作成して自動培養運転の実施に 当たった.

まず,ヒト iPS 細胞をシャーレで培養する際の京都大 学が推奨する培養手順<sup>(9)</sup>について紹介する.ヒト iPS 細 胞はラミニンと呼ばれる足場タンパク質をコートした シャーレ上に接着して培養するが, iPS 細胞はシャーレか ら剥離, または細胞間の接着を解離させると容易に死滅す る. 単細胞へと分散させる際は Rock inhibitor と呼ばれる 細胞死を抑制する試薬を添加する. この Rock inhibitor は 細胞をシャーレに播種した1日後に取り除く. その後, 培地交換を1日ごとに行い,約7日後には再びシャーレ から剥離して,希釈してまた新たなシャーレへと播種す る. このことを繰り返すのが iPS 細胞のシャーレ上での 培養プロトコルである.

以上のプロトコルを当社で開発した要素試験機のポンプ コントロールに適応させた培養プログラムを作成した. 第 6 図にヒト iPS 細胞の培養試験を示す. このプログラム でヒト iPS 細胞を培養すると第6図-(a)に示すように, ヒト iPS 細胞を浮遊培養方式で培養することができた.



(注) \*1:-つひとつの茶色の粒子が iPS 細胞の塊を示す.
 \*2:ヒト iPS 細胞が数千個~数万個の塊の状態で培養されている.



培養液を一部取り出し,顕微鏡で観察すると**第6** 図-(b)に示すように 50~150 µm の細胞塊の状態に なっているのが分かる(ヒト iPS 細胞1 個は 10 µm く らいの大きさであるが数千個~数万個の細胞が塊となって いる). 培養したヒト iPS 細胞の未分化性を免疫染色法で調べた結果,未分化性を示すマーカである Nanog, Oct4, Sox2, SSEA4, TRA1-60, TRA1-81 が確認された(**第**7 図).

現在は培養プログラムの改良などを行い,新規リアクタ でのヒト iPS 細胞の浮遊培養のさらなる向上を目指して いる.

# 8. 結 言

本稿では iPS 細胞自動大量培養装置の開発について, 開発の経緯, コンセプトの策定, 新規リアクタと試験機の 要素技術, 培養試験の結果について述べた. マウス ES 細胞やヒト iPS 細胞での培養試験の結果, 培養された細 胞は未分化性を維持していることが示唆された. 今後は課 題をクリアしていき, 医療現場や研究所などで使うことの できる自動培養装置の製品開発を目指していく.



(注) 確認方法:ヒト iPS 細胞の未分化性を示すマーカタンパク質を免疫染色法で染色

第7図 免疫染色法によるヒト iPS 細胞の未分化性の確認

Fig. 7 Confirmation of iPS cell anaplasticity with immunostaining method

# — 謝 辞 —

細胞での試験に当たっては、横浜市立大学の関根圭輔助 教に多くの貴重なご助言をいただきました.ここに記して 心から謝意を表します.

### 参考文献

- (1) 賀喜白乙,赤池敏宏: ES/iPS 細胞のノンストレスで均質な大量培養システムを目指して 再生医療 Vol. 9 No. 3 2010 年 8 月 pp. 27 35
- (2) T. J. Rowland, D. O. Clegg, et al. : Roles of Integrins in Human Induced Pluripotent Stem Cell Growth on Matrigel and Vitronectin Stem Cells Development Vol. 19 No. 8 (2010. 8) pp. 1 231 - 1 240
- (3) M. Nakagawa, S. Yamanaka, et al. : A novel efficient feeder-free culture system for the derivation of human induced pluripotent stem cells Scientific Reports4 (2014.1)
- (4) R. Olmer, R. Zweigerdt, et al. : Suspension Culture of Human Pluripotent Stem Cells in Controlled, Stirred Bioreactors Tissue Engineering Part C Vol. 18 Issue 10 (2012.9) pp. 772 - 784

- (5) Y. Wang, L. Chengb, et al. : Scalable expansion of human induced pluripotent stem cells in the defined xeno-free E8 medium under adherent and suspension culture conditions Stem Cell Research Vol. 11 Issue 3 (2013.11) pp. 1 103 1 116
- (6) R. Krawetz, D. E. Rancourt, et al. : Large-Scale Expansion of Pluripotent Human Embryonic Stem Cells in Stirred-Suspension Bioreactors Tissue Engineering Part C Vol. 16 No. 4 (2010.7) pp. 573 - 582
- (7) S. M. Badenes, J. M. S. Cabral, et al. : Scalable Expansion of Human-Induced Pluripotent Stem Cells in Xeno-Free Microcarriers Stem Cells and Good Manufacturing Practices Volume 1 283 of the series Methods in Molecular Biology (2015) pp. 23 29
- (8) 石井浩介,坂井慎一,初谷智美ほか:多能性幹細
  胞大量培養のための新規自動浮遊培養装置 第14回
  日本再生医療学会総会 プログラム・抄録 2015年
  3月
- (9) 中川誠人:プロトコル「フィーダーフリーでのヒト iPS 細胞の樹立・維持培養」京都大学 iPS 細胞研究所 CiRA